

Wheels of Fortune



EDGE[®]



Wheels o

Perfectie op wielen

De Edge wordt in Nederland gebouwd door een team van ervaringsdeskundigen. De belangrijkste ervaringsdeskundige in het bouwproces is de gebruiker zelf. Het frame van elke Edge wordt op maat gemaakt voor de toekomstige gebruiker. Pas na een uitgebreide test door de eindgebruiker wordt de stoel afgebouwd en perfect afgewerkt. Elk detail is doordacht en functioneel.

De Edge is een vastframe ADL rolstoel voor veel eisen- de gebruikers. Zowel de instellingen van de gemonteerde onderdelen zoals de definitieve wielbasis, en de eventuele accessoires zoals (duw)handvatten, gedeelde voetsteunen of zwenkbare beensteunen worden aan de wensen van de gebruiker aangepast.

Afhankelijk van uw persoonlijke wensenpakket kiest u voor de Edge in de basisuitvoeringen Sportstyle, Acces of Swing.

Alle frame maten worden individueel bepaald



Wielstand (Camber) wordt naar wens bepaald



Aluminium kleding beschermer, niet vervormbaar bij normaal gebruik

Hoogte armleghers instelbaar

Leverbaar in elke RAL- kleur en in diverse metallic lakken

Extra hefboom- werking voor de remmen

Verschillende beenonder- steuningsmogelijkheden

Verschillende voorwielen ook als quick release accessoires leverbaar



Plaats achterwielen bepaalt de wendbaarheid

Het concept

Aan de wieg van de Edge zat een rolstoel met een ijzerzaag. Hij ontdeed zijn stoel van al het overbodige gewicht en vormde zijn stoel om tot een Minimal Art object. Kleiner, lichter, beweeglijker en bovendien aantrekkelijk om naar te kijken.

De eerste fase van het bouwen van uw rolstoel bestaat uit kijken, luisteren en meten. Er wordt bij uw dealer een uitgebreid pasformulier ingevuld dat in de werkplaats geldt als bouwtekening. Uw rolstoel wordt eerst voorlopig gebouwd. De ruwe versie mag u zelf testen (fase 2), zodat u in uw leefomgeving kunt uitvinden wat er nog aan veranderd moet worden. Dat hoeft niet in een kwartiertje, daar nemen we (in overleg) gewoon de tijd voor. Deze praktijktest noemen we de 'tussenpassing'.

Pas na de tussenpassing wordt uw stoel afgebouwd. Alleen een perfect eindresultaat telt, zelfs ingrijpende wijzigingen aan het frame zijn goed mogelijk. Gelukkig zijn die meestal niet nodig en kunt u snel van uw nieuwe Edge gebruik gaan maken. Pasformulier en tussenpassing garanderen dat de Edge past als een handschoen.

Verstelbare zitmat en instelbare rugsteun d.m.v. velcro spanbanden

Leverbaar met diverse soorten wielen

Verstelbare duwhandvatten

Quick release naaf naar wens

Quick release kantelsteun

Transport beveiliging

De Edge wordt geleverd door geautoriseerde dealers door heel Nederland. Bel dus voor het dichtsbijzijnde adres of kijk op **www.wheelsoffortune.nl**



Europe Mobilities bv
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde
tel.: 036 521 99 91
fax: 036 521 99 90
www.wheelsoffortune.nl
e-mail: info@europe-mobilities.nl

uw dealer:

EDGE[®]